

вильно выбрать тип измерительного электрода и обеспечить необходимые пределы и точность измерения.

Перед употреблением все электроды должны быть вымочены в соответствующих (см. инструкцию по эксплуатации) растворах в течение определенного времени, а затем тщательно промыты дистилированной водой и просушины фильтровальной бумагой.

Стеклянные электролюзы ЭСЛ-43-11, ЭСЛ-45-11, ЭСЛ-48-11 при образовании пленки на их корпусе следует промывать ($5-10$ мин) концентрированными растворами щелочей и кислот при температуре $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$. Стеклянные электролюзы ЭСЛ-13-11, ЭСЛ-15-11, ЭСЛ-18-11 – при температуре 50°C . После промывки концентрированными кислотами и щелочами стеклянные электролюзы необходимо тщательно промыть дистилированной водой и произвести необходимую проверку показания прибора по буферным растворам.

При измерениях концентрации ионов серебра, хлора и брома обязательное применение имеющейся в комплекте электропитательной ячейки.

При всех измерениях в качестве вспомогательного электрода используется электролюз ЭВЛ-1М4. Необходимо периодически заполнять внутреннюю полость электролюза ЭВЛ-1М4 насыщенным при комнатной температуре раствором хлористого калия.

13. МЕТОДИКА И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Настоящая методика распространяется на иономер переносный И-102 и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверок.

13.1. Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в табл. 8.

13.2. Средства поверки

1. Ионометр электролинейной системы, например И-02.
2. Потенциометр постоянного тока класса 0,05 с пределом изменения от 0 до 1300 мВ ГОСТ 9245-79.

Таблица 8

Наименование операций	Обязательность проведения операции при	
	Номера пунктов методики поверки	выпуск из эксплуатации производственных и ремонтных
1. Внешний осмотр	13.4.1	Да
2. Определение основной допускаемой абсолютной погрешности ионометра	13.4.2	“
3. Определение влияния изменения со- противления измерительного электрода	13.4.3	“
4. Проверка компенсации температурного изменения з. д. с. измерительного элек- трода	13.4.4	“

13.3. Условия поверки и подготовка к ней

13.3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- а) температура окружающего воздуха $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- б) относительная влажность $65 \pm 15\%$;
- в) предварительный прогрев прибора – не менее 15 мин;
- г) сопротивление измерительного электрода $500 \pm 100 \text{ М} \Omega$;
- д) сопротивление вспомогательного электрода $10 \pm 1 \text{ к} \Omega$;
- е) напряжение питания: батарея "Лион" – не менее 5 В, сеть 220 ± 4 В.

13.3.2. Подготовку ионометров к поверке производят в соответствии с указаниями раздела 8 паспорта на ионометр.

13.4. Проведение поверки

Проверку ионометра по пп. 13.4.2–13.4.4 производят на установке, приведенной на рис. 18.

13.4.1. Внешний осмотр. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено отсутствие дефектов окраски корпуса, паян, нештатного изображения надписей на лицевой панели ионометра.

13.4.2. Определение основной погрешности ионометра.

а) Основная погрешность определяется на всех цифрованных отмежах диапазона 4 рХ, 12 рХ, ± 400 мВ, ± 1200 мВ путем сличения показаний поверяемого ионометра и напряжения, подаваемого от потенциометра постоянного тока.

б) Перед определением основной погрешности на диапазонах, приведенных в табл. 9, ионометр должен быть предварительно настроен на этом же диапазоне. Постепенность настройки и поверки диапазонов должна соответствовать указанной в табл. 9.

Настройку ионометра производят в такой последовательности:
поворачивают в крайнее правое положение ось реостата "ТЕМПЕРА-
ТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИИ" и совмещают отметку "0" на лимбе с указа-
телем на корпусе прибора;

Таблица 9

Проверяемый диапазон	Установляемое напряжение на потенциометре, мВ	Наклонение настроечного реостата	Установляемое значение на шкале ионометра
4 рХ	-25 -257,7	"НАЧАЛО ШКАЛА" 7 рХ (нижнюю шкалу) "S" 11 рХ (верхнюю шкалу)	0

12 рХ	-25 -315,8	"рH" "S"	7 рХ 12 рХ
± 400 мВ	0	"НАЧАЛО ШКАЛА"	
± 1200 мВ	—	—	

подают на вход ионометра от потенциометра постоянного тока напряжение минус 25 мВ; резистором "НАЧАЛО ШКАЛ" устанавливают стрелку показывающего прибора на начальную отметку (на отметку 7 рХ при настройке на диапазоне 12 рХ);

подают на вход ионометра напряжение минус 241,8 мВ (для 4 рХ) или минус 296 мВ (для 12 рХ) и резистором "S" устанавливают стрелку на конечную отметку;

подают на вход ионометра напряжение минус 257,7 мВ (или минус 315,8 мВ соответственно);

поворачивают ось резистора "ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ" в положение 20°C и резистором "a" устанавливают стрелку прибора на отметку 11 рХ (12 рХ соответственно).

Настройка ионометра для измерения э. д. с. производится только в начале шкалы на узком диапазоне резистором "НАЧАЛО ШКАЛ".

в) Рассчит основной погрешности по результатам измерений производится по формулам:

$$\Delta = U_a - E,$$

$$\Delta = A_1 - A_2,$$

где Δ – основная погрешность, мВ; E – значение э. д. с. электродной системы, соответствующее однородной отметке шкалы, мВ (см. приложение 8); U – значение входного напряжения по потенциометру постоянного тока, соответствующее поверяемой отметке, мВ;

$$\Delta = U - U_d,$$

где Δ – основная погрешность, мВ; U_d – номинальное значение напряжения, соответствующее однородной отметке, мВ; U – значение входного напряжения по потенциометру постоянного тока, соответствующее поверяемой отметке, мВ.

г) Основная погрешность не должна превышать значений, указанных в табл. 10.

Таблица 10

Префект основной допустимой абсолютной погрешности	
Диапазон измерения	рН
мВ	
4 рН	0,04
12 рН	0,3
400 мВ	17,0
1200 мВ	10,0
	30,0

4 рН	0,04	2,3
12 рН	0,3	17,0
400 мВ		10,0
		30,0

13.4.3. Определение влияния изменения сопротивления измерительного

электрода на показания ионометра.

Изменя напряжение, подаваемое с потенциометра постоянного тока, устанавливают стрелку показывающего прибора последовательно на оди-

рованные отметки, соответствующие концу диапазона 7–3 рН и концу диапазона 7–11 рН, отмечая при этом соответствующие значения входного напряжения.

Проверку производят сначала в условиях п. 13.3.1, а затем после установки на имитаторе сопротивления измерительного электрода "0" и "100" МОм.

Влияние изменения сопротивления измерительного электрода определяют по формуле:

$$\Delta = A_1 - A_2,$$

где Δ – изменение показаний прибора, мВ; A_1 – значение входного напряжения, соответствующее любой однородной отметке шкалы при сопротивлении измерительного электрода 500 МОм, мВ; A_2 – значение входного напряжения, соответствующее той же однородной отметке шкалы при сопротивлении измерительного электрода 0 и 1000 МОм, мВ.

Изменение показаний прибора не должно превышать значений, приведенных в табл. 10.

13.4.4. Проверка компенсации температурного изменения э. д. с. измерительного электрода.

а) Проверка производится на конечных отметках диапазонов измерений 7–3 и 7–11 рН при изменении температуры контролируемого раствора от 0 до +100°C.

б) Перед проверкой ионометр должен быть настроен следующим образом: на вход ионометра от потенциометра постоянного тока подают напряжение минус 296 мВ и резистором "НАЧАЛО ШКАЛ" устанавливают стрелку показывающего прибора на начальную отметку шкалы 7–11 рН.

Ось резистора "ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ" поворачивают по часовой стрелке до упора и совмещают отметку "0" на поворотном лимбе с указателем. На вход ионометра подают напряжение минус 241,8 мВ и резистором "S" устанавливают стрелку показывающего прибора на конечную отметку шкалы 7–11 рН. На вход ионометра подают напряжение минус 321,1 мВ и, повернув ось резистора "ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ" вместе с поворотным лимбом до отметки 100°C, устанавливают с помощью резистора "a" стрелку показывающего прибора на конечную отметку шкалы 7–11 рН.

в) Резистор "ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ" устанавливают последовательно на однородных отметках 0, 40, 60, 80, 100°C и изменением напряжения на потенциометре постоянного тока стрелку показывающего прибора устанавливают на конечные отметки шкал 7–3 и 7–11 рН. Разность между табличными значениями э. д. с. (приложение 8) и входным напряжением при данной температуре не должна превышать величин, указанных в табл. 11.

Таблица 11

Однородные отметки резистора "ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ"	
Допустимые величины погрешности, мВ	±4,4
	±5,0
	±5,3
	±5,6
	±6,0

13.5. Оформление результатов поверки

13.5.1. При положительных результатах Государственной или ведомственной поверок должно оформляться свидетельство о Государственной или ведомственной поверке по формуле, установленной Госстандартом СССР.

13.5.2. При ведомственной поверке с положительными результатами допускается вместо оформления свидетельства вносить в паспорт отметку о поверке с указанием даты, заверенную подписью поверителя, с нанесением оттиска поверительного клемма.

13.5.3. При отрицательных результатах поверки ионометр в обращение не допускается и на него оформляется справка с указанием причины неисправности.

Отметка об отрицательных результатах поверки заносится в паспорт ионометра.

13.6. Сведения о поверке ионометра в процессе эксплуатации, хранения и после ремонта

Ионометр И-102, заводской № _____

Дата поверки	Наименование органа, производившего поверку	Результаты поверки	Печать поверителя, оттиск поверительного клемма
_____	_____	_____	_____