

УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

ФБУ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦСМ»

П.А.Горбачев

2017г.



Реометр ротационный НААКЕ Rheostress 1
Методика поверки

Настоящая методика поверки распространяется на реометр ротационный НААКЕ Rheostress 1, зав. № 1 13000425 002, TCL/Z, Тур003-7370 (далее – реометр) и устанавливает методику его первичной поверки при выпуске из производства, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками - 1 год.

Изготовитель: Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH, Германия.

1 Операции и средства поверки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	6.1	+	+
2 Опробование	6.2	+	+
3 Определение приведенной погрешности реометра	6.3	+	+

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки используют средства поверки и вспомогательные средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, ГОСТ, ТУ или основные технические и метрологические характеристики
6.3	Государственные стандартные образцы (ГСО) вязкости № 8596-2004, 8603-2004 или 8604-2004

2.2 Допускается применение других средств, не приведенных в таблице, но обеспечивающих определение метрологических характеристик реометра с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, стандартные образцы – действующие паспорта.

3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки соблюдают следующие требования безопасности:

- помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;
- промывка рабочей части прибора и емкости после удаления поверочных жидкостей должна производиться растворителями в вытяжном шкафу и при отсутствии включенных нагревательных приборов.

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- | | |
|---|---------------------|
| - температура окружающей среды, °С | от +15 до +25; |
| - относительная влажность, % | до 80; |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7; |
| - напряжение питания сети переменного тока, В | 220±22; |
| - частота питания сети переменного тока, Гц | 50±0,1; |
| - температура поверочных жидкостей должна быть °С | от +19,95 до 20,05. |

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

5.2 Измерительную ячейку заполняют стандартным образцом вязкости, с номинальным значением динамической вязкости, соответствующем первой трети шкалы диапазона измерения вязкости для этого ротора.

5.3 Подключают реометр к источнику переменного тока в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора, включают реометр и убеждаются в его работоспособности.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие следующим требованиям:

- На реометре не должно быть повреждений и дефектов покрытий, ухудшающих его внешний вид и препятствующих его применению для измерений;
- Надписи и обозначения на реометре должны быть четкими и соответствовать технической документации.

6.2 Опробование

При опробовании проверяют исправность электрической схемы и работу реометра согласно руководству по эксплуатации.

6.3 Определение приведенной погрешности реометра

Определение приведенной погрешности прибора производится для каждого ротора по трем ГСО вязкости (РЭВ-200, РЭВ-10000, РЭВ-30000). Температура поверочных жидкостей должна быть от +19,95 до +20,05 °С.

Ротор устанавливают в соответствии с РЭ. РЭВ-200 заливают в прибор, так, чтобы уровень поверочной жидкости достиг метки внутри измерительной ячейки. Измерительную систему присоединяют к циркуляционному термостату, и после выдержки в термостате в течение не менее 30 минут, производят измерения динамической вязкости. Всего с каждым ГСО проводят 2 измерения.

После проведения измерений на данном ГСО, ротор промывают растворителем, высушивают.

Далее прибор заполняют РЭВ-10000 и измерения повторяют в последовательности, описанной выше.

Аналогичные операции проводят с РЭВ-30000.

Рассчитывают динамическую вязкость образца по формуле:

$$\mu = \nu \cdot \rho;$$

Где:

ν – кинематическая вязкость, м²/с

μ – динамическая вязкость, Па·с

ρ – плотность жидкости, кг/м³

Приведенную погрешность прибора вычисляют по формуле:

$$\Delta \frac{\eta_{изм} - \eta_{ГСО}}{\eta_{макс}} \cdot 100\%;$$

Где:

$\eta_{изм}$ – показания прибора, Па·с;

$\eta_{ГСО}$ – значение вязкости государственного стандартного образца Па·с;

$\eta_{макс}$ – верхнее значение диапазона измерений вязкости для ротора, Па·с.

Приведенная погрешность не должна превышать $\pm 4\%$.

7 Оформление результатов поверки.

7.1 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке установленной формы и (или) в паспорт наносится знак поверки в виде оттиска поверительного клейма.

7.2 При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности с указанием причин.

Результаты поверки оформляются протоколом, форма которого приведена ниже.

Протокол поверки Реометра ротационного HAAKE Rheostress 1

Заводской № _____
Дата проведения поверки _____
Условия поверки:
температура окружающей среды _____
относительная влажность _____
атмосферное давление _____
напряжение питания сети переменного тока _____
частота питания сети переменного тока _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1. Результат внешнего осмотра: _____
2. Результаты опробования: _____
3. Определение приведенной погрешности реометра:
4. Заключение: _____

Поверитель: _____