Date of print 11-05-2021-09/22/48

Учтенный рабочий экземпляр приборострое

средств автоматизации и систем управления

ХРОМАТОГРАФЫ ГАЗОВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛХМ-80

Методические указания по поверке

Л60.284.001



1982

Настоящие методические указания распространяются на хроматографы газовые лабораторные универсальные ЛХМ-80 (в дальнейшем хроматограф ЛХМ-80) и устанавливают методы и средства их первичной и периодической поверок.

Хроматограф ЛХМ-80 подлежит первичной поверке в соответствии с "Номенклатурным перечнем подлежащих обязательной государственной поверке средств измерений, предназначенных и применяемых для целей учета, взаимных расчетов и торговли, обеспечений техники безопасности, охраны окружающей среды "Здоровья населений", утвержденным Госстандартом.

Периодическая государственная поверка хроматографа ЛХМ-80 проводится один раз в шесть месяцев при применении его для охраны окружающей среды и здоровья населения.

В зависимости от модификации в кроматографе используются следующие детекторы:

ДТП - детектор теплопроводности:

ДИП - детектор ионизации в пламени;

ДИР - детектор ионизационно-резонансный;

ДЭЗ - детектор электронного захвата:

ДПФ – детектор пламенно-фотометрический;

ДТА - детектор термовэрозольный.

### ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.

I.I. При проведен т поверки должны выполняться операции, указанные в табл. I.I. -3-

## Таблица І.І.

400-07	Наименемание операций	!Номер пунктов раз- !дела "Проведение !поверки"
I.	Внешний осмотр	4.1.
2.	Определение значения относительной погрешности деления выходного сигнала	4.2.
3.	Определение времени выхода хроматографа на режим и определение уровня флуктуа- ционных шумов нулевого сигнала хроматог- рафа при номинальном коэффициенте деления выходного сигнала, устанавливаемом индиви- дуально для каждой системы детектирования	4.3.~
4.	Определение минимального значения амплитуды выходного сигнала (А) в максимуме хроматографического пика при одной фиксированной средней концентрации контрольного вещества в детекторе (С), определяемой по концентрации контрольного вещества на входе в хроматограф.	4.4
Б.	Определение значения относительного среднего квадратического отклонения (СКО) высот и площадей пиков и времен удерживания	4.5.

# п. средства и материалы поверки

2. I. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. 2. I.

Таблица 2.1.

Наименование средств поверки	Нормативно-технические характеристики
Бюретка I-2-I00-0,2 ГОСТ20292-74	Кл.точности 2 вместимостью IOO см <sup>3</sup> цена деления 0,2 см <sup>3</sup>
Секундомер механический СДСпр-I-2	Кл. точности 2, диалазон измерения 0-30 мин.

### Продолжение таблицы 2.1.

Нормативно-технические характеристики
Входят в комплект сменных частей Л64.071.010-02
Предел регулирования напряжения -5-0-100 ыВ
Погрешность измерения в % $\pm (0,5+0,1\frac{u_{\kappa}}{u_{\kappa}})$
Погрешность измерения 1,5%
Предел измерения 300 мм
Погрешность дозирования 2%
Цена деления 0,01 cm

Примечание. Допускается использовать аналогичные средства измерений, обеспечивающие требования таблицы к классу точности в измеряемых диапазонах.

2.2. При проведении поверки должны применяться следующие ма-

Алюмогель A<sub>I</sub> ГОСТ 8136-76,
Водород ГОСТ 3022-80,
Кислород ГОСТ 5583-78
Гексан марки "ч" ТУ 6-09-3375-78,
Пропан ТУ 51-882-79,
Пропазин технический ТУ 6-01-712-78,
Гамма-изомергексохлорциклогексан (линдан) ТУ 6-01-190-79.

# Date of print 11-05-2021-09/22/48

- 6 -

Метафос ТУ 6-09-1189-79, 
Хроматон N-AW DMCS (фракция 0,125-0,16 см) пропитанный 5% SE -30 импорт Чехословакия), 
Додекан  $C_{12}H_{26}$  ТУ 6-09-3704-74, 
Тетрадекан  $C_{14}H_{30}$  ТУ 6-09-3705-74

### 3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

- 3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: температура окружающего воздуха (20±5)°С; относительная влажность не более 80%; атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.); напряжение сети (220±10)В; частота сети (50±1) Гц; механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля, влияющие на работу хроматографа, должны отсутствовать; наличие примесей в окружающем воздухе не выше нормированных СНиП-74.
- 3.2. Размещение блоков и устройств хроматографа, электрические и газовые соединения должны соответствовать требованиям чертежей, прилагаемых к руководству по эксплуатации (приложение I).
- 3.3 Подготовку хроматографических колонок проводить согласно приложению 6 руководства по эксплуатации.
- 3.4. Перед проведением поверки необходимо проверить герметичность газовых магистралей хроматографа по методике, изложенной в руководстве по эксплуатации.
- 3.5. Подготовка к работе и включение ДИП, ДТА, ДПФ, ДЭЗ, ДИР, ДТП в последовательности, изложенной в руководстве по эксплуатации.

Рабочие режимы для каждого детектора указаны в табл. З.І.

Указанные шкалы ИМТ-05 соответствуют минимальному коэффициенту деления выходного сигнала:

ДИП для анализа пропана в аэоте; ДТА для амализа пропазина в ацетоне и метафоса в гексане, ДЭЗ для анализа линдана в гексане;

ДПФ для анализа метафоса в гексане; ДТП для анализа пропана в азоте; ДИР для анализа линдана в гексане и метафоса в гексане.

# Date of print 11-05-2021-09/22/48

Табляца 3.1.

/словия поверки	ПИД	ДТА	ДЭ3	<b>加</b> 季	дш	ДИР
киноко	металлическая длиной 2м, за- полненная алю- могелем АГ фракция 0,25- 0,5 мм (актив- ная окись алю- миния) ГОСТ 8136-76, обработанная 5% двууглекис- лого натрия ГОСТ 4201-66	стеклянная длиной Ім, за- полненная кро- матоном (фракция 0,125- 0,160мм), пропи- танным 5%	матоном (фракция 0.125	степлянная длиной Ім, за полненная хроматоном (фоакция 0,125—0,160 мм),пропитан- нъм 5% 30	насадочная металлическая колонка дли- ной 2м, запол- ненная алюмо- гелем Ат фракция 0,25- 0,5мм (актив- ная окись алю- миния ГОСТ 8136-76, обра- ботанная 5% двууглекислого натрия "х.ч. ГОСТ 4201-66	насадочная стеклянная длиной ім, заполненная хроматоном (фракция 0,125-0,160 мм) процитанным 5% силикона \$£ - 30
Расход газа-но- сителя (азота) через колонку, сы3/мин.	30 ± 5	30 ± 5	30 ± 5	60±5	<u> </u>	35 ± 5
Расход гелия	10	-	-	-	25 ± 5	
Расход водорода Расход воздуха	30 ± § 300± <b>5</b> 0		10.5		•	-
Вкала ИМТ-05, А	5.10 <sup>-12</sup>	2.10-10	5.10-10	2.10 <sup>-8</sup>	-	1.10-10

-

Продолжение табл. 3.1.

	IMP	200 ± 10 260 ± 10 200 ± 10 marins buőn- parcrans cor- parcrans c Py- robolictson 3 mccrans c Py- robolictson 161 550.027 PP Paccon asora Ha rollyb 80-90 MI		
	ITTE I	150 ± 10   150 ± 10		
	कृतार ।	210 ± 10 200 ± 10 230 ± 10	ā	
	JE33	210 ± 10 250 ± 10 220 ± 10		
Transit I	ATA	210 ± 10 250 ± 10 230 ± 10 330 ± 10 12448 - B corr 12448 - B corr 1250 c pas- 1250 c pas-	B	
	TIME	150 ± 10 150 ± 10 150 ± 10		
	Условия поверки	Fewner arrows a repworters: wollow, OC merewrops, OC scraperers, OC	Marian California	

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 4.1. Внешний осмотр.

При внешнем осмотре проверяется комплектность, четкость и правильность маркировки, чистота прибора, целостность механизмов и монтажа, исправность крепежных деталей, четкость отметок и цифр на лицевых панелях блоков.

- 4.2. Определение значения относительной погрешности деления выходного сигнала.
- 4.2.1. Ко входу блока питания детектора теплопроводности подключить вместо детектора источник регулируемого напряжения, например ИРН-64, снабженный цифровым вольтметром, к выходу блока питания подключить потенциометр КСП4.
- 4.2.2. Ко входу блока питания детектора теплопроводности допус кается подключать другие приборы с аналогичными характеристиками класса не хуже 0,5.
- 4.2.3. Установить минимальный коэффициент деления выходного сигнала  $M_{\mathrm{T}}$  блока питания.
- 4.2.4. Подать на вход блока питания напряжение от источника ИРН-64, при котором показания потенциометра КСП4 установятся на зна чении, соответствующем 80-95 % рабочей части шкалы.
- 4.2.5. Зарегистрировать значение напряжения  $M_{\rm I}$ , в вольтах, подаваемое на блок питания, и измерить динейкой с ценой деления I мм показания потенциометра КСП4 в миллиметрах с толностью до 0,5 мм.
- 4.2.6. Кратковременно изменить коэффициент деления и возвратить к исходному значению. Операцию повторить ј раз, регистрируя каждый раз показания потенциометра КСП4 1 ј в миллиметрах, и вычислить среднее арифметическое значение показаний потенциометра 14, в миллиметрах:

i=5

- 4.2.7. При каждом значении коэффициента деления сигнала Mi произвести операции по пп 4.2.4 4.2.6. и определить средние арифметические значения показаний потенциометра КСП4 Li, в миллиметрах, и соответствующие им значения напряжений Ui, в вольтах.
- 4.2.8. Относительную погрешность деления выходного сигнала блока питания A Mi определить по формуле:

$$\Delta M L = \left(1 - \frac{L_i M_i U_i}{L_i M_i U_i}\right) \cdot 100 \tag{4.2.}$$

rge: AMi - 8 %.

- 4.2.9. Полученные значения относительной погрешности деления выходного сигнала должны быть по абсолютной величине не более 5%.
- 4.3. Определение времени выхода на режим и уровня флуктуационных шумов нулевого сигнала хроматографа производить при различных условиях в зависимости от системы детектирования хроматографа, согласно табл. 3.1.
- 4.3.1. Время выхода на режим проверять при скорости диаграммной ленты 600 мм/ч следующим образом. Включить хроматограф в изотермическом режиме. Через 2 ч для моделей с ДИП,ДТП,ДЭЗ,ДТА,ДПФ и
  через 2,5 ч для модели с ДИР определить уровень шумов нулевого
  сигнала хроматографа и СКО высот пиков. Полученные значения должны
  быть: уровня шумов не более 1% шкалы потенциометра КСП4;

СКО высот пиков в изотермическом режиме;

- с ДИП, ДТП при контрольном веществе пропан не более 1,0%;
- с ДИР не солее 5%;
- с ДЭЗ,ДТА,ДПФ не более 5,0%.
- 4.3.2. Определение уровня флуктуационных шумов нулевого сигнала хроматографа производить в изотермическом режиме после выхода хроматографа на режим при скорости диаграменной ленты 600 мм/ч.

- II -

- 4.3.3. Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала хроматографа ДХ принять равным ширине полосы, ограничивающей максимальный размах нулевого сигнала частотой не менее 0,05 Гц.
  Примечание. Одиночные возмущения нулевого сигнала хроматографа
  - длительностью не более I с на половине амплитуды одиночного возмущения и в количестве не более десяти в течение часа не учитывать.
- 4.3.4. Полученные значения уровня флуктуационных шумов нулевого сигнала хроматографа должны быть не более 1% шкалы потенциометра КСП4.
- 4.4. Определение амплитуды выходного сигнала (А) в максимуме хро матографического п № при одной фиксированной средней концентрации контрольного вещества в детекторе (С), значения относительного СКО высот пиков в изотермическом режиме, значения относительного СКО площадей пиков в изотермическом режиме, значения относительного СКО времен удерживания в изотермическом режиме.
- 4.4.1. Порядок проведения испытаний следующий: Условия испытаний хроматографа должны соответствовать условиям, указанным в разделе 3 за исключением шкал ИМТ-ОБ и коэффициента ослабления выходного сигнала блока питания детектора теплопроводности. Скорость диаграммной ленты 1800 мм/ч, режимы работы по табл. 3.1. Приготовить поверочные смеси, указанные в табл. 4.2.

Таблица 4.2.

Наимено- вание де- тектора	Поверочная	Концентрация контрольного вещества С, мг/см <sup>3</sup>	Примечание
дтп	пропан в гелии	2.0.10 <sup>-2</sup> _4.0.10 <sup>-</sup> (1,00-2,00 % o6)	-2 Смесь готовится в соот- ветствии с "Методикой приготовления контроль- ных газовых смесей" АМЖО.284.002.Д. Допуска- ется использование сме- сей, приобретенных на

Продолжение табл. 4.2.

івимено- нание де- тектора	Поверочная смесь	Концентрация конт- рольного вещества С, мг/см <sup>3</sup>	Примечание
- 11			соответствующих заво- дах-изготовителях, имею- щих указанное содержа- ние пропана в гелии и погрещность, не превышал щую 5%
INII	пропан в	$0.2.10^{-3} - 0.5.10^{-3}$	То же Погрешность до 10%
ДТА	метафос в гексане	$0.2.10^{-3}-0.5.10^{-3}$ (0.01-0.025 % 06) $6.8.10^{-3}-16.5.10^{-3}$ $(1.0.10^{-3}-2.5.10^{-3})$	Смесь готовится в соответствии с инструкцией "Приготовление поверочных смесей пестицидов" ДАХО.284.003
ДТА	пропазин в	0,64.10 <sup>-1</sup> -1,62.10 <sup>-1</sup> (1,0.10 <sup>-2</sup> -2,5.10 <sup>-2</sup>	То же
дэз	линдан в гексане	3,3.10-4-5,95.10-4	То же
ДИР	линдан в гексане	2,0.10 <sup>-4</sup> -6,0.10 <sup>-4</sup> (3,0.10 <sup>-5</sup> -9,0.10 <sup>-5</sup>	-"-
ДИР	метафос в гексане	3,0.10 <sup>-3</sup> -7,0.10 <sup>-3</sup> (4,5.10 <sup>-4</sup> -10,5.10 <sup>-4</sup>	
ДПФ	метафос в гексане	1,8.10 <sup>-2</sup> -2,2.10 <sup>-2</sup> (2,7.10 <sup>-3</sup> -3,3.10 <sup>-3</sup>	

Ввод жидких смесей производить вручную с помощью микрошприца "Газохром 101", объем вводимой пробы  $1.10^{-3}$  см $_{*}^{3}$ ;

Ввод газовых смесей производить вручную газовым дозатором, входящим в блок термостата, объем газовой дозы  $0.5~{\rm cm}^3$ ;

Положение переключателей коэффициента ослабления выходного сигнада блока питания детектора теплопроводности и шкалы ИМТ-0% установить такими, при которых высоты хроматографических пиков, соответствующих контрольному веществу, превышают 40% шкалы прибора

КСП4:

В процессе проведения испытаний фиксировать на диаграммной ленте прибора КСП4 хроматографический пик, соответствующий контреному веществу:

Определить время удержания этого вещества и измерить высоты и ширину пика на половине его высоты.

Для определения времени удерживания измерить интервал времени между моментом ввода поверочной смеси в испаритель и моментом, ответствующим вершине хроматографического пика контрольного вещена.

Измерение времени производить косвенно по хроматограмме, ли нейкой с ценой деления I мм.

Измерение ширины пика на половине высоты производить лупой ценой деления 0, I ым с точностью до 0, I ым;

Измерение значения высоты пика  $\alpha$ , в миллиметрах, пересчитать в значения высоты пика  $\alpha$ , в процентах шкалы потенциометра КСП4, по формуле:

 $h = \frac{d}{2.5} \tag{4.3}$ 

Измеренные значения ширины пика на половине высоты С 0,5 к миллиметрах, пересчитать в значения ширины пика на половине высоты Л в секундах по формуле:

$$\mathcal{N} = \frac{70.5}{0.5} \tag{4.4}$$

Определение площади пика производить только для модели !

с помощью интег: этора И-02 в условных единицах счета.

Расчеты характеристик по площадям пиков для других моделей не производить.

Перед проведением испытаний допускается произвести несколькотехнологических анализов. Количество технологических анализов ограничивается препращением нарастания следующих друг за другом пикоконтрольного вещества, но должно быть не более десяти.

- 4.4.2. На вход хроматографа с каждым детектором n раз подать соответствующую поверочную смесь(n=10). Для каждого из полученных хроматографических пиков определить высоту n, в процентах шкалы потенциометра КСП4, определить время удерживания n, в секундах, и определить ширину пика на половине высоты n, в секундах, и определить площадь пика n, в условных единицах счета.
- 4.4.3. Допускается из результатов испытаний исключить анормальные результаты наблюдений.

Оценку анормальности результатов наблюдений производить в соответствии с ГОСТ II.002-73.

Составить упорядоченные выборки результатов наблюдений

$$h_4 \leq h_2 \dots \leq h_n \tag{4.5}$$

$$S_4 \leq S_2 \dots \leq S_n \tag{4.6}$$

$$t_1 \leq t_2 \cdot \cdot \cdot \leq t_n$$
 (4.7)

$$M_1 \leq M_2 \ldots \leq M_n$$
 (4.8)

Определить выборочные средние по формулам:

$$\bar{h} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} h_i \tag{4.9}$$

$$\bar{S} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} S_i$$
 (4.10)

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} t_i \tag{4.11}$$

$$\overline{\mathcal{M}} = \frac{1}{H} \frac{2}{h} \mathcal{M} L$$
 (4.12)

rge: h, S,t, M

- средние арийметические из всех наблюдений значения высот пиков, площадей пиков, времен удерживания и ширины пика на половине высоты соответственно. Определить выборочные среднеквадратические отклонения (СКО) по формуле:

$$6n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (h_i - \bar{h})^2}{n-1}}$$

$$6s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (S_i - \bar{S})^2}{n-1}}$$

$$6t = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \bar{t})^2}{n-1}}$$

$$6m = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (t_i - \bar{t})^2}{n-1}}$$

$$(4.14)$$

$$(4.16)$$

где: 64, 65, 64, 6м- СКО высот пиков, площадей пиков, времен удерживания и ширины пика на половине высоты соот ветственно.

Чтобы оценить принадлежность результатов наблюдений и данной нормальной совокупности и принять решение об исключении или оставлении результатов наблюдения в составе выборки, найти отношения

$$Vhi = \frac{(h - hi)}{6h} \tag{4.17}$$

$$V_{SL} = \frac{(\overline{S} - SL)}{\delta s} \tag{4.18}$$

$$V_{t_i} = \frac{(\vec{t} - t_i)}{\delta t} \tag{4.19}$$

$$V_{Mi} = \frac{(\bar{\mathcal{M}} - \mathcal{M}_{i})}{\delta_{\mathcal{M}}} \tag{4.20}$$

где Vht - отношение для высот пиков,

Vs: - отнишение для площадей пиков,

Vil - отношение для времен удерживания

Vмі - отношение для ширины пика на половине высоты.

Результаты сравнить с величиной В , взятой из табл. 4.3.

#### Таблица 4.3.

n	15	II	10	9	8	7	6	5	4	3
B	2,29	2,23		1/21 000	A				1,46	
		Ec	сли	Vsl ≥	B	TO	резул	ьтат на	аблюден	RN
11. 5	Si ti	ML	аног	WALLSH MAJICH	и полж	ен быты	исклк	чен из	дальне	<b>И</b> ши х

Проверке на аногмальность подвергать результаты наблюдений, максимально отличающиеся от результатов наблюдений, полученных на одной поверочной смеси.

Примечание. В табл. 4.3. использованы данные из раздела 2 ГОСТ II.002-73 (уровень значимости принят & =0.05).

4.4.4. Определить средние арифметические значения выходных сигналов  $h_i$ ,  $S_i$ , t, и ширины пика на половине высоты  $\overline{\mathcal{M}}_i$ , при работе с каждым детектором по формулам:  $\overline{h}_1 = \frac{1}{h_1} \sum_{i=1}^{n} h_i$ 

$$\overline{h}_{i} = \frac{1}{h_{i}} \sum_{i} h_{i}$$
(4.21)

$$\bar{t}_i = f_i \sum_{i=1}^{n} t_i \tag{4.22}$$

$$\overline{S}_{I} = \frac{1}{h_{I}} \sum_{i=1}^{n} S_{i}$$
 (4.23)

$$\bar{\mathcal{M}}_{L} = \frac{1}{h_{0}} \sum_{i=1}^{n} \mathcal{M}_{L} \qquad (4.24)$$

где: hl.tl, St, Mi l-тые значения высоты пиков, времени удерживания, площади пиков и ширины пика на половине высоты соответственно после исключения анормальных результатов наблюдений;

и- количество результатов наблюдений, полученное на каждой поверочной смеси после исключения анормальных результатов наблюде ний.

4.4.5. Определить значение концентрации контрольного вещества в петекторе С по формуле:

- IF -

$$\bar{C} = \frac{G}{Ml} \tag{4.25}$$

где: C - в г/с:

6 - количество контрольного вещества в г.

Количество контрольного вещества (G) в граммах для жидких смесей определить по формуле:

$$G = 10^{-3} \text{ Vg} \cdot C$$
 (4.26)

где: Vg - объем дозы в см<sup>3</sup>;

C — концентрация контрольного вещества в пробезв мг/см<sup>3</sup> Количество пропана ( G ) в граммах для газовых смесей определять по формуле:

$$G = \frac{0.01 \cdot P \text{ Vrg. MCrc}}{R(t + 273)} \tag{4.27},$$

где: Р - атмосферное давление в Па;

Vrg - объем газовой пробы в см3;

М - молекулярная масса пропана в г/моль (44 г/моль);

С сс - концентрация пропана в смеси в % об.

R - газовая постоянная - 8,3 х 10<sup>6</sup>; Па. см<sup>3</sup> моль. градус

t - температура окружающей среды в <sup>о</sup>С.

4.4.6. Определить минимальное допустимое значение амплитуды выходного сигнала A в максимуме хроматографического пика при средней концентрации контрольного вещества в детекторе C по формуле:

$$A = K \cdot \bar{C} \tag{4.28}$$

где: А - в % шкалы потенциометра КСП4;

K - коэффициент, нормируемый для каждого детектора по соответствующим контрольным веществам и имеющий следующие значения: для ДИП при контрольном веществе пропан  $I.10^{II}$   $\frac{C.5}{r}$  шкалы

для ДТП при контрольном веществе пропан 2.10<sup>8</sup> <u>С.% шкалы</u> г

для ДЭЗ при контрольном веществе линдан  $3.10^{12}$  С.% шкалы г для ДИР при контрольном веществе линдан  $5.10^{11}$  С.% шкалы г для ДИР при контрольном веществе метафос  $5.10^{10}$  С.% шкалы для ДТА при контрольном веществе метафос  $3.10^{12}$  С.% шкалы для ДТА при контрольном веществе пропазин  $5.10^{11}$  С.% шкалы г для ДТА при контрольном веществе метафос  $5.10^9$  С.% шкалы для ДПФ при контрольном веществе метафос  $5.10^9$  С.% шкалы

4.4.7. Действительное значение амплитуды выходного сигнала в максимуме хроматографического пика при средней концентрации контрольного вещества в детекторе С следует определять по формуле:

$$Ag = \frac{Mi}{Mi} \cdot h_1 \qquad (4.29)$$

где Aq - в % шкалы потенциометра КСП4,

Мі – положение переключателей коэффициента ослабления выхолчого сигнала блока питания детектора теплопроводности или ИМТ-05 по п. 3.5.

Ма -положение переключателей коэффициента ослабления выходного сигнала блока питания детектора теплопроводности или шкалы ИМТ-О5 по п. 3.5.

4.4.8. Действительное значение амплитуды выходного сигнала должно быть не менее минимально допустимого значения амплитуды выходного сигнала (A), рассчитанного по формуле (4.28)

4.4.9. Определить значение относительного СКО высот пиков 6 м. СКО площадей пиков 6 м. СКО времен удерживания 6 г при работе с каждым детектором по формулам:

$$6h_{1} = \frac{100}{\bar{h}_{1}} \sqrt{\frac{n!}{\bar{h}_{1}} - hi)^{2}}$$

$$6s_{1} = \frac{100}{\bar{s}_{1}} \sqrt{\frac{n!}{\bar{s}_{1}} (\bar{s}_{1} - s_{1})^{2}}$$

$$(4.30)$$

$$6t_{i} = \frac{100}{\overline{t_{i}}} \sqrt{\frac{\frac{n_{i}}{\overline{t_{i}} - t_{i}}}{n_{i} - 1}}$$
(4.32)

где: 64, 651, 641 - 8%

Полученные значения бы должны быть не более:

ция ДИП и ДТП

- I.0%

для ДИР

- 5.0%

ФПД, АТД, ЕСД илд

- 5 %

Полученные значения 65, , должны быть не более 3%.

Полученные значения вс, должны быть не более:

ПТД и ПИД ККД

- 1.0%.

для ДИР, ДЭЗ, ДТА, ДПФ- 1,5%.

4.5. Определение значения относительного СКО высот пиков, СКО площадей пиков, и СКО времен удерживания в режиме программирования температур с детектором ионизации в пламени.

4.5.1. Проверку произвести при следующих условиях:

Насадочные металлические колонки (2шт.) длиной I м, заполненных хроматоном N-AW-DMCS (фракция 0,125 - 0,160 мм), пропитанным 5% E - 30.

Расход газа-носителя через колонки по (30±5) см<sup>8</sup>/мин

Расход водорода для ДИП  $(30^{\pm}5)$  см<sup>3</sup>/мин.

Расход воздуха для ДИП (300±50) см<sup>3</sup>/мин

Температура начальной ступени термостата колонок 140°C.

Выдержка времени на начальной ступени 2 мин.

Температура конечной ступени термостата колонок 200°C.

Выдержка времени на конечной ступени 2 мин.

Скорость подъема температуры I2°C/мин.

Температура детекторов 220°C.

Температура испарителей 250°C.

Констрольная смесь - гексановый раствор додекана и гетрадекана концентрацией для ДИП - додекан 0,8 мг/смз, тетрадекан 1,28 мг/см

для ДТП - додекан 20 мг/см3, тетрадекан 32 мг/см3.

Гексановые растворы смеси готовятся в соответствии с методикой АМЖО.284.004 Д.

Ввод смеси осуществлять согласно пункту 4.4.1.

Положение переключателей блока питания детектора теплопроводности и шкалы ИМТ-0,5 установить такими, при которых высоты хроматографических пиков соответствующих додекану и тетрадекану превышают 40% шкалы потенциометра КСП-4.

Скорость диаграммной ленты на потенциометре КСП4 - 1800 мм/ч.

4.5.2. Определение высот хроматографических пиков, времен удерживания и площадей пиков и исключение анормальных результатов наблюдений производить согласно п. 4.4.3.

Перед проведением испытаний допускается произвести несколько технологических анализов. Количество технологических анализов ограничивается прекращением нарастания следующих друг за другом ликов контрольных веществ, но не должно быть более десяти.

- 4.5.3. На вход хроматографа в режиме программирования температур n раз подать поверочную смесь (n =10) и определить средние ариф метические значения высот пиков n, времен удерживания n, площадей пиков n, контрольных веществ по формулам (4.21), (4.22), (4.23).
- 4.5.4. Определить СКО выходных сигналов по формулам (4.30), (4.31), (4.32)

Полученные значения относительного среднего квадратического отклонения (СКО) высот пиков должны быть не более 4%.

Полученные значения относительного СКО площадей пиков должны быть не более 6%.

Полученные значения относительного СКО времен удерживания должны быть не более 3%.

- 21 -

# 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Положительные результаты поверки должны оформляться путем записи в паспорте на хроматограй результатов поверки, заверенных поверителем, с нанесением оттиска поверительного клейма согласно ГОСТ 8.042-72.