УТВЕРЖДАЮ

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Н.И. Ханов

« 03» августа 2015 г.

Компараторы массы ВК

Методика поверки

MII №2301-281-2015

N.P.63295-16

Руководитель лаборатории госэталонов в области измерений массы и силы

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

А. Ф. Остривной

СОДЕРЖАНИЕ

1	Операции и средства поверки	3
2	Требования безопасности	4
3	Условия поверки	4
4	Подготовка к поверке	4
5	Проведение поверки	5
6	Оформление результатов поверки	7
	Приложение А	8

Настоящая методика поверки распространяется на компараторы массы ВК (далее – компараторы), изготовленные обществом с ограниченной ответственностью «ПетВес», г. Санкт-Петербург (ООО «ПетВес»), и устанавливает методы и средства их первичной поверки, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками – 1 год.

1 Операции и средства поверки

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства измерений с характеристиками, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Средства поверки и их технические характеристики	Обязательность проведения операций при первичной и периодической поверке
1. Внешний осмотр	5.1	_	да
2. Опробование	5.2	В соответствии с Руководством по эксплуатации	да
3. Проверка соответствия программного обеспечения	5.3	_	да
3. Определение значения среднеквадратического отклонения (далее – СКО) показаний	5.4	Эталонные гири 4-го разряда по ГОСТ 8.021-2015, номинальная масса гирь выбирается по таблице 2	да

Для контроля параметров окружающего воздуха должны быть применены следующие средства:

- термометр по ГОСТ 112 с диапазоном измерений от 1 до 50 °C.

Примечание – Средства поверки, на которые дана ссылка в таблице 1, могут быть заменены аналогичными, обеспечивающими требуемую точность.

1.2 Значения СКО результата измерений разности масс, номинальные значения сличаемой массы, применяемых при поверке, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение модификации компаратора	Наибольшая допускаемая нагрузка, кг	Номинальное значение сличаемой массы, кг	Дискретность отсчета, г	Допускаемое значение СКО, г, не более
BK-20/0,05M	20	20	0,05	0,05
BK-20/0,1M2	20	20	0,1	0,05
BK-20/0,1M	20	20	0,1	0,11
BK-100/0,2M	102	100	0,2	0,26
BK-100/0,5K BK-100/0,5M	102	100	0,5	0,55

Продолжение таблицы 2

Обозначение модификации компаратора	Наибольшая допускаемая нагрузка, кг	Номинальное значение сличаемой массы, кг	Дискретность отсчета, г	Допускаемое значение СКО, г, не более
BK-200/0,5M	202	200	0,5	0,5
BK-200/1K BK-200/1M	202	200	1	1,1
BK-500/1M	505	500	1	1,3
BK-500/2K BK-500/2M	505	500	2	2,8
BK-1000/2M	1010	1000	2	2,7
BK-1000/5K BK-1000/5M	1010	1000	5	5,6
BK-2000/10K BK-2000/10M	2010	2000	10	11
BK-5000/20K BK-5000/20M	5020	5000	20	28

2 Требования безопасности

- 2.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования правил техники безопасности согласно эксплуатационной документации на компараторы, а также на используемое поверочное и вспомогательное оборудование.
- 2.2 Обслуживающий персонал, допущенный к работе с компаратором, должен изучить Руководство по эксплуатации и знать правила работы с электрооборудованием напряжением до 1000 В.

3 Условия поверки

- 3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха от 18 °C до 27 °C;
- изменение температуры в помещении в течение 1 часа не должно превышать ± 1,5 °C;
- отсутствие воздушных потоков и вибраций;
- отсутствие воздействия прямых солнечных лучей, осветительных приборов или нагревателей;
 - отсутствие воздействия агрессивных химических паров;
 - наличие виброустойчивого изолированного фундамента для установки компараторов.

4 Подготовка к поверке

- 4.1 При подготовке к проведению поверки должны быть выполнены следующие операции:
- время выдержки распакованных компараторов в помещении перед началом поверки должно быть не менее 24 часов;
- компараторы должны быть включены в сеть и выдержаны во включенном состоянии не менее 60 минут.

5 Проведение поверки

5.1 Внешний осмотр

- 5.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие компараторов следующим требованиям:
 - обеспечение сохранности лакокрасочных покрытий;
 - наличие маркировки и комплектующих изделий согласно комплекту поставки.

5.2 Опробование

При опробовании компараторы приводят в рабочее состояние. Опробование должно быть выполнено в соответствии с Руководством по эксплуатации компараторов.

5.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения средств измерений

Перед определением метрологических характеристик, при поверке, необходимо проверить идентификационные данные ПО. Идентификационные данные (признаки) программного обеспечения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки) Зн		Значени	начения	
	Тип 1	Тип 2	Тип 3	
Идентификационное наименование программного обеспечения	WI-19	WI-20	ZM-201	
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения*	u. 138	E5020	1.0.2.0	
Цифровой идентификатор программного обеспечения	-	-	-	

Идентификация программы для индикаторов тип 2 и тип 1: после включения компаратора на индикаторе отображается версия программного обеспечения, после этого проходит тест индикации и компаратор переходит в рабочий режим.

Идентификация программы для индикаторов тип 3: номер версии программного обеспечения может быть вызван при помощи специальных команд, описанных в Руководстве по эксплуатации на компаратор.

Номер версии программного обеспечения должен совпадать с номером, указанным в таблице 3.

Перед определением метрологических характеристик, при периодической поверке, необходимо проверить целостность пломбы и наличие оттиска поверительного. Место нанесения оттиска поверительного клейма указано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Схема пломбирования компараторов от несанкционированного доступа

При положительных результатах подтверждения соответствия ПО на компараторах, согласно рисунку 1, устанавливают пломбы, обеспечивающие исключение несанкционированного доступа к ПО.

Результаты подтверждения соответствия программного обеспечения заносят в протокол (приложение A).

5.4 Определение СКО показаний

- 5.4.1 СКО показаний определяют испытательной нагрузкой, номинальное значение массы и разряд которой указаны в таблице 2, в следующей последовательности:
 - 5.4.1.1 установить нулевые показания;
- 5.4.1.2 поместить в центр грузоприемного устройства (далее $\Gamma\Pi Y$) компаратора испытательную нагрузку;
 - 5.4.1.2 установить нулевые показания;
 - 5.4.1.3 зафиксировать показание A_{11} ;
 - 5.4.1.4 снять испытательную нагрузку;
- 5.4.1.5 продолжать фиксировать показания, устанавливая и снимая испытательную нагрузку в центр ГПУ компаратора через равные промежутки времени, по схеме ABA (в качестве образцовой нагрузки A и поверяемой нагрузки B используется одна и та же нагрузка).

Количество циклов сличений АВА і=6. Всего 13 нагружений.

Примечание: фиксировать показания, устанавливать и снимать испытательную нагрузку следует только после стабилизации показаний

- 5.4.2 Расчет СКО показаний:
- 5.4.2.1 вычислить значения первых разностей:

$$x_{II}=(B_2-A_I),\,x_{2I}=(B_2-A_3),\dots\,x_{I6}=(B_{I2}-A_{II}),\,x_{26}=(B_{I2}-A_{I3}),$$
где i – номер цикла.

5.4.2.2 вычислить значения вторых разностей x_i :

$$x_i = \frac{x_{1i} + x_{2i}}{2}$$

где i — номер цикла.

5.4.2.3 вычислить среднее арифметическое значение из 6 разностей x_i по формуле:

$$\overline{x_i} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i}{i}$$

5.4.2.4 вычислить СКО результатов единичных измерений разности масс:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6} (x_i - \overline{x}_i)^2}{i - 1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6} (x_i - \overline{x}_i)^2}{5}}$$

Полученные значения записывают в протокол (приложение А).

СКО показаний S не должно превышать значений, указанных в таблице 2.

6. Оформление результатов поверки

6.1 Положительные результаты поверки должны оформляться свидетельством о поверке в установленном порядке.

В свидетельстве о поверке указывают значение СКО измерений.

Знак поверки в виде оттиска поверительного клейма ставится на пломбу, защищающую от изменения установленных регулировок.

6.2 В случае отрицательных результатов компаратор к применению не допускается и выдается извещение о непригодности. Выданное ранее свидетельство должно быть аннулировано.

приложение а

(обязательное)

Форма протокола поверки компаратора массы ВК

Протокол №							
определения среднеквадратического отклонения показаний компаратора							
Модификация ВК					Зав.№		
Принадле	Принадлежащее						
2	(наименование юридического (физического) лица, ИНН) Значение массы нагрузки Допускаемое значение СКО: г						
		поверки: темпера		· · ·			
у словия 1	гроведения			сть воздуха h,			
				ы в течение 1 ч			
1. Результ	аты внешн	изменен его осмотра компа	ис температур ратора массы	BK	-idea, C		
-							
(обеспечение	е сохранности л	такокрасочных покрытий	, наличие маркиров	ки и комплектующих	к изделий согласно комплекту поставки)		
2 Полтве	эмпение со	ответствия програ	миного обеспе	чения спелств	измепений'		
		ответствих програ овки компаратора	mmnoro oocone	, чения средоть	изморонии.		
	•	• •	(соотв.	/не соответ.) (не про	оводится при первичной поверки)		
2.2 номер (версии ПО:		отметка о с	оответствии ОТ			
3. Опреде	пение СКО						
Nº			Значения 1-	• 1	Значения 2-х разностей Хитх		
цикла, <i>і</i>	Показани	е компаратора, г		мпаратора, г	$x_i = \frac{x_{1i} + x_2}{2}$		
			$\frac{X_{1i}}{(B_2 - A_1)}$	$\frac{X_{2i}}{(B_2 - A_3)}$	L.		
96,200 - 100 To Waller	A ₁		(D_2-A_1)	(22 /3)	<u> </u>		
1	B ₂						
	A ₃						
P. Russila is	4		(B_4-A_3)	$(B_4 - A_5)$	A Code allogoid as Torri		
2	B₄		<u> </u>				
-	A ₅		(P A)	(P 4)			
Participation of the second	B ₆		$(B_6 - A_5)$	$(B_6 - A_7)$	polymorphis (B. C.		
3	A ₇						
			$(B_8 - A_7)$	$(B_8 - A_9)$			
4	B ₈						
4	A ₉						
Lange (175)		1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	$(B_{10}-A_9)$	$(B_{10} - A_{11})$			
5	B ₁₀						
	A ₁₁		$(B_{12}-A_{11})$	$(B_{12}-A_{13})$			
	B ₁₂		(2) 7111	(212 7113)	<u> Service</u> , etter 12		
6	A ₁₃						
				6			
					$\frac{1}{6}$		
		Среднее арифм	етическое знач	іение, г, $\overline{x_i} = \frac{i=1}{2}$	1		
0							
$\left \sum_{i=1}^{6} (x_i - \overline{x}_i)^2 \right $							
CKO, r, $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6} (x_i - \overline{x}_i)^2}{5}}$							
$CRO, F, S = \sqrt{\frac{S}{S}}$							
S ≤ допустимое значение СКО							
Выдержано Не выдержано							
Поверитель:							
HOBONILO		(подпись)		ФИО)	(поверительное клеймо)		
		` '' '	,	•	, ,		