

Поверка

осуществляется по методике поверки МП 203-0102-2010 «Спектрометры оптические эмиссионные моделей PDA 7000, PDA-8000. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» в декабре 2010 г Основные средства поверки: государственные стандартные образцы состава металлов и сплавов, например, ГСО 6563-93/6567-93 состава алюминиевых сплавов типов АК7П, АК5М2П (комплект М182), или иные аналогичные.