

**ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО**



**СОГЛАСОВАНО**  
Зам. директора Головного органа ГССО  
И.Е.Добровинский  
1999 г.

Государственный стандартный  
образец состава нативного препарата  
микобактерий штамма H37- Ra  
(СОНП- Ra)

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер ГСО 7065-93

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утвержденное 04.03.93, инструкция по  
приготовлению и аттестации СО, утверждена 14.05.99 г.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** контроль погрешности методик выполнения  
измерений.

Область применения - здравоохранение

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО:**

Унифицированные методики выполнения измерений прямой бактериоскопии мазков проб  
биологических материалов с окраской по Циль-Нильсену и с окраской люминесцентными  
красителями, утвержденные Приказом № 558 МЗ СССР 08.06.78 г. (методики выполнения  
измерений аттестованы и утверждены директором СООФП).

Контроль погрешности методик выполнения измерений осуществляется в соответствии с  
инструкцией по применению СО.

**ОПИСАНИЕ:** Стандартный образец представляет собой препарат микобактерий штамма H37-Ra,  
нанесенный пипеточным дозатором в количестве 20 мкл тонким слоем на ограниченный участок  
едметного стекла и зафиксированный над пламенем горелки. ГСО расфасованы в картонные  
коробки размером 5×10×8 см с картонными ячейками. В каждой коробке упаковано по 10  
экземпляров СО. Коробка имеет этикетку с указанием названия стандартного образца,  
аттестованной характеристики, аттестованного значения, погрешности аттестованного значения,  
срока годности экземпляра образца и даты выпуска.

Наименование аттестуемой характеристики	Обозначение единицы физи- ческой величины	Интервал допускаемых аттестованных значений	Границы допускаемой относительной погрешности, % при P=0.95
Количество микобактерий штамма H37-Ra на ограниченном участке нативного препарата	шт/см <sup>2</sup>	От 3 до 300	
		От 3 до 50	30
		От 50 до 100	15
		От 100 до 300	5

Срок годности экземпляра СО: 1.5 года.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:

Свердловское областное объединение «Фтизиопульмонология» (СООФП), 620000, г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 76.

Уральский научно-исследовательский институт метрологии (УНИИМ), 620219, Екатеринбург, ул.Красноармейская. 4.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Свердловское областное объединение «Фтизиопульмонология» (СООФП)



Директор Свердловского областного объединения «Фтизиопульмонология»

О.Б.Нечаева



Уральский НИИ метрологии  
М.П.

В.В. Леонов

5.07.99

А. Галковский