




Стандартный образец состава концентрата
медного (СО Ор-МК)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер: ГСО 8100-2002

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание, утвержденное 21.01.2002.

Серийное производство.

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия № 2, выпущенная 30.03.2010 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов измерений содержания меди и основных примесей в концентрате медном по ГОСТ Р 52998-2008 и для аттестации методик измерений.

Область применения – металлургия.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:

- ГОСТ 15934.1-80; ГОСТ 15934.2-80; ГОСТ 15934.8-80 - ГОСТ 15934.10-80; ГОСТ 26100-84 и другие аттестованные методики измерений;
- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002; РМГ 76-2004; РМГ 61-2003.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой медный концентрат по ГОСТ Р 52998-2008. Материал ГСО расфасован по 500 г в полиэтиленовые банки с завинчивающимися крышками.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГСО:

Аттестуемая характеристика СО, единица измерений	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Допускаемая абсолютная погрешность СО при P=0,95
Массовая доля меди, %	От 5 до 10 вкл.	± 0,07
	Свыше 10 до 20 вкл.	± 0,05
Массовая доля цинка, %	От 1 до 3 вкл.	± 0,05
	Свыше 3 до 7 вкл.	± 0,07
	Свыше 7 до 12 вкл.	± 0,10
Массовая доля свинца, %	От 1 до 6 вкл.	± 0,05
	Свыше 6 до 10 вкл.	± 0,07
Массовая доля серы, %	От 20 до 30 вкл.	± 0,2
	Свыше 30 до 40 вкл.	± 0,3
Массовая доля мышьяка, %	От 0.10 до 0.16 вкл.	± 0,01
	Свыше 0.16 до 0.30 вкл.	± 0,02
	Свыше 0.30 до 0.60 вкл.	± 0,04
	Свыше 0.60 до 1.2 вкл.	± 0,06
	Свыше 1.2 до 1.5 вкл.	± 0,08
Массовая доля золота, млн ⁻¹ (г/т)	От 5 до 15 вкл.	± 0,7
	Свыше 15 до 30 вкл.	± 1,5
Массовая доля серебра, млн ⁻¹ (г/т)	От 50 до 150 вкл.	± 4
	Свыше 150 до 300 вкл.	± 5

Срок годности экземпляра ГСО: 10 лет

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО: ЗАО "Ормет"
Оренбургской области, ул. Андреева, 11



Генеральный директор ЗАО "Ормет"

Н.С. Бондаренко